



DOPLER FETAL DE BOLSILLO BF500C



Visualización
de Onda



Visualización
de Numeral



Menú de Sistema



CARACTERÍSTICAS

- Extra ligero.
- Batería recargable con duración de 4 horas continuas.
- Cuenta con JACK de salida para grabar sonidos o audifonos.
- Pantalla LCD con luz , proporcionando excelente visión.
- La pantalla muestra volumen, encendido, batería.
- Advertencia de latido fetal anormal.
- Apagado Automático (después de un minuto sin uso).
- Control de volumen.
- Luz tenue/obscura cuando hay batería baja o fuera de uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Batería recargable (opción de pila de 9V).
- Frecuencia: 2 Mhz \pm 10%.
- Intensidad: 10 - 40 °C.
- Área de transducción: 6 = 5 cm.
- Audio: 1.8 w.

INCLUYE

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1 Doppler | 1 Envase de gel 50 g |
| 1 Estuche para Doppler | 1 Cargador |
| 1 Transductor | 1 Correa |
| 1 Calendario de gestación | 1 Instructivo |

FUNCIONES

- Detección de latido fetal después de 12 semanas.
- Detección sanguínea de cordón umbilical.
- Detección de flujo carotídeo.
- Detección placentaria por flujo sanguíneo.
- Coadyuvante en la detección de trastornos o malformaciones.

