

HermeD[®]

The Best Quality

DOPPLER FETAL USO IDEAL A PARTIR DE 16 SEMANAS

Fonodetector Fetal para la detección de la frecuencia cardíaca, usado para escuchar los latidos durante los cuidados prenatales captando su crecimiento, proporciona una simulación audible sin tener que salir de casa.

CARACTERÍSTICAS:

Pantalla LCD 45 mm

Frecuencia de transductor: 30 Hz

Rango cardíaco: 50 BPM - 230 BPM

Peso: 190 gramos.

DISEÑO ERGONÓMICO.

Calidad de sonido SOND FEEL.

Volumen de intensidad de 1 a 8.

Indicador de batería.

Altavoz incluido.



PANTALLA: con luz de fondo.

TRANSDUCTOR:

alta sensibilidad.

Transductor aprueba de agua.

JACK de salida para audífonos.

The Best Quality

DOPPLER FETAL PORTÁTIL HD185/BA

FETAL DOPPLER POCKET-SIZE HD185/BA

instamedic.mx

HermeD[®]

The Best Quality



CHIP DE SONIDO para audio más real con altavoces de calidad fina para reproducir el mejor sonido.

ESPECIFICACIONES:

Gran sonda de alta sensibilidad con **0 RADIACIÓN**.

Material: plástico abs grado médico

Rango de medición: 50 -230 bpm (latidos por minuto).

Frecuencia de transductor: 3 mhz

PANTALLA: 45 mm LCD

Peso neto: 190 gramos

Dimensión: 13 x 9 x 3.3 cm

Baterías: dos baterías aa (incluidas)
voltaje dc 3 v



The Best Quality

DOPPLER FETAL PORTÁTIL HD185/BA

FETAL DOPPLER POCKET-SIZE HD185/BA

instamedic.mx