

CONCENTRADOR DE OXÍGENO DE 20L DE GRADO HOSPITALARIO

- ▶ PSA (Pressure Swing Adsorption) Technology
- ▶ Flujo de oxígeno ajustable de 0Lpm a 20Lpm
- ▶ Gran Pantalla LED Muestra el tiempo de trabajo actual, el tiempo acumulado y el tiempo de preajuste
- ▶ Puede utilizarse para una o dos personas al mismo tiempo



ESPECIFICACIONES

Model	OLV-20
Potencia del flujo	0-20L/min
Pureza	93±3%
Presión	20-60kPa
Desibeles	58dB(A)
Consumo de energía	1600VA
Peso Bruto	71KG
Tamaño	940*400*840MM
Alarma	Alarma de corte de energía
Garantía	1 Año
Cantidad de atomización	≥0.15ml/min
Accesorios	2 Humidificadores + 2 Cánulas Nasales + 2 kite de nubilizador + 1 Manual de usuario
Pantalla led	Muestra el tiempo de trabajo, acumulación y tiempo de preajuste