

Monofilamentos De Semmes Weinstein

Características:

Hecho de ABS y respetuoso del medio ambiente de nylon stylus, el médico puede revisar en el pie del

paciente u otras partes del cuerpo.

El paciente puede usar esta aguja de nylon para probar la reacción de la suela para determinar la condición del pie.

Cada pluma de prueba viene con un alambre de nylon y otros cinco cables de nylon.

Cuando el alambre de nylon está doblado, la fuerza es de 10 GRAMPS.


Se utiliza para el examen de pie y presión del pie diabético, y se comprueba regularmente para evitar que los pacientes produzcan úlceras y amputaciones en el futuro.

El paquete incluye:

- 01 monofilamento diabético
- 5 nylons de reemplazo
- Tipo: probador de monofilamento diabético
- Material: de plástico
- Longitud: 13 cm/3,12 "(aprox.) de carcasa
- Longitud de nylon: 38mm
- Color: blanco
- Calibre 57




Botón deslizable



Clip de bolsillo



Lápiz de sensibilidad



Repuestos